



## i-view™ Video-Laryngoskop

Video-Laryngoskopie zu jeder Zeit, an jedem Ort



Airway Management • Airway Zubehör

## Wir stellen Ihnen das i-view™ Video-Laryngoskop vor

### Einheitsgröße - Einmalgebrauch - Einfache Entsorgung

i-view ist das neue, vollständig entsorgbare Einweg-Video-Laryngoskop von Intersurgical. Mit diesem Produkt erhalten Sie die Möglichkeit, eine Video-Laryngoskopie durchzuführen, wann und wo immer Sie Ihren Patienten intubieren müssen.

Durch den eingearbeiteten Macintosh-Spatel kann i-view auch für die direkte Laryngoskopie verwendet werden, außerdem wirkt die Einführungstechnik dadurch vertrauter als bei Geräten mit hyperanguliertem Spatel. Das ergonomische Design sorgt für eine einfache Handhabung des i-view, während der integrierte LCD-Bildschirm eine optimale Sicht bei verschiedensten Lichtverhältnissen sicherstellt.



### i-view bietet die Möglichkeit der Video-Laryngoskopie "zu jeder Zeit, an jedem Ort"

Dort wo die Verfügbarkeit eines Video-Laryngoskops wegen der Anschaffungskosten von wiederverwendbaren Geräten an mehreren Standorten eingeschränkt ist, bietet i-view eine kostengünstige Lösung, die alle Vorteile eines Video-Laryngoskops als Komplettlösung in einem vollständig entsorgbaren Produkt für den Einmalgebrauch vereint. Damit ist i-view ideal für folgende Einsatzgebiete:

- präklinischer Bereich
- Notfallmedizin
- Wiederbelebung
- Anästhesie
- schwierige Atemwege
- Intensivpflege



Intensivpflege



Präklinischer Bereich / Wiederbelebung



Schwierige Atemwege



## Eigenschaften & Vorteile

Video-Laryngoskopie zu jeder Zeit, an jedem Ort

### Einheitsgröße

keine Anschaffung mehrerer Größen  
notwendig

### Einmalgebrauch

reduziert das Risiko von Kreuzinfektionen  
und eliminiert Kosten zur  
Wiederaufbereitung

### Einfache Entsorgung

vor der Entsorgung müssen keine  
Einzelteile, wie zum Beispiel Batterien  
entfernt werden

### Integrierter LCD-Bildschirm

stellt eine optimale Sicht bei  
schwierigen Lichtverhältnissen  
sicher

### Ergonomisches Design

für hohen Komfort und eine  
instinktive Anwendung



### Ein-/Ausschalter

i-view ist in Sekunden nach der  
Entnahme aus der Verpackung  
gebrauchsfertig

### Kamera und LED-Licht zur optimalen Visualisierung



### Macintosh-Spatel

i-view kann sowohl für die direkte  
als auch die Video-Laryngoskopie  
verwendet werden



▶ Video verfügbar unter: [www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)





i-view wird im Karton zu 8 Stück geliefert. Jedes Gerät ist einzeln in einer speziell entwickelten Schutzhülle mit Plastikversiegelung verpackt, die sowohl einen sicheren Transport als auch eine optimale Lagerung des Gerätes garantiert. Die LOT-Nummer und das Haltbarkeitsdatum des Gerätes befinden sich am oberen Rand über dem LCD-Bildschirm.



Artikelnummer	Produkt	VE
8008000	i-view Video-Laryngoskop	8

Anfrage



[www.intersurgical.de/info/iview](http://www.intersurgical.de/info/iview)



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin  
 T: 02241-25690 F: 02241-2569222 [anfrage@intersurgical.de](mailto:anfrage@intersurgical.de) [www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach  
 ISO 9001:2008,  
 ISO 13485:2003 and  
 ISO 14001:2015

