

MED COMFORT Einmal-Gesichtsmaske mit Elastikbändern Artikelnr.: 02020

Material:	Papier, einlagig Latexfreie Elastikbänder
Abmessungen/Maske	
Länge:	200 mm ± 2 mm
Breite:	70 mm ± 2 mm
Farbe:	weiß
Bestimmungszweck:	einfache Hygienebereiche
Risikoanalyse:	leicht entzündlich – Vermeidung von starker Hitze und Feuer – nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet
Verpackung:	100 Stück pro Dispenser 100 Dispenser im Karton

**Diese Gesichtsmaske schützt nicht vor giftigen Dämpfen und Nebeln aller Art!
Die Anwender sind gehalten, die Artikeleignung selbst zu prüfen!**