



Wund-
management

DRAINAGE FÜR DIE ORTHOPÄDIE PRODUKTPROGRAMM

REDYROB COMP®

Geschlossenes, regelbares Wunddrainagesystem



- Deckt alle Arten der Drainage mit nur einem System ab
- Wählbare Vakuumart, Wechsel auf Schwerkraftdrainage jederzeit möglich
- Geschlossenes System zur Vermeidung von Infektionen

- Geeignet für alle Indikationen
- Vakuumregler für Einstellungen Schwerkraft, Nieder-, Mittel- und Hochvakuum
- Nutzung der Schwerkraftdrainage ohne Öffnen des geschlossenen Systems
- Füllvolumen Vakuumflasche 600 ml, Schwerkraftdrainage Beutel 1500 ml
- Drainageschlauch mit Antirefluxventil
- Quantitative Vakuumanzeige

SOG-ÜBERSICHT

- Stufe 1: Niedervakuum (- 150 mbar bis 200 mbar)
- Stufe 2: Mittelvakuum (ca. - 500 mbar)
- Stufe 3: Hochvakuum (- 800 bis 900 mbar)
- Schwerkraftdrainage

REDYROB® COMP

- Regelbar, steril, doppelt verpackt, inkl. 1.500 ml Schwerkraft-Drainagebeutel

VOLUMEN	VE	ART.-NR.
600 ml	20 Stück	5526000

Schwerkraftdrainage-Beutel 1,5 l

- Für REDYROB® COMP, steril, doppelt verpackt

VOLUMEN	VE	ART.-NR.
1500 ml	50 Stück	5526159

DRAINOBAG® BP

Mittelvakuumssystem



- Geringerer Sog als Hochvakuum Drainage (- 500 mbar statt - 900 mbar)
- Dadurch schonendere Sekretableitung
- Die Anzahl der Nachblutungen, Hämatome und Ödemschwellungen wird vermindert
- Teilverschluss der Drainlöcher wird minimiert
- Einfache Handhabung wie jede handelsübliche Redonflasche
- Nennvolumen 600 ml, Füllvolumen 300 ml
- Bei Bedarf kann auf Station statt einer neuen Flasche auch ein Schwerkraftdrainagebeutel angeschlossen werden

DRAINOBAG® 600 BP OP-System

- Klarsichtige Kunststoff-Flasche 600 ml Nenninhalt, 300 ml max. Füllvolumen bei max. 500 mbar, 10 ml Feingraduierung
- Vakuum-Indikator
- Verbindungsschlauch mit Universalansatz für Ch. 6 – 18
- Aufhängevorrichtung

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	STERILISATION	VE	ART.-NR.
Luer-Lock-Konnektor	PVC	Gas	25 Stück	5524210

Wechselflasche

- DRAINOBAG® 600 BP Stations-System
- Klarsichtige Kunststoff-Flasche 600 ml Nenninhalt, 300 ml max. Füllvolumen, bei max. 500 mbar, 10 ml Feingraduierung
- Vakuum-Indikator
- Aufhängevorrichtung

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	STERILISATION	VE	ART.-NR.
Luer-Lock Konnektor	PVC	Gas	30 Stück	5524237

DRAINOBAG® LVS

Geschlossenes System aus Niedervakuum- & Schwerkraftdrainage



- Sanfte aktive Sekretableitung – Umstellen auf Passivdrainage jederzeit ohne Öffnen des Systems möglich
- Faltenbalg Füllvolumen 250 ml
- Schwerkraftdrainagebeutel Füllvolumen 500 ml mit Auslassventil
- Anschluss an jeden handelsüblichen Redondrain über Universalverbinder

DRAINOBAG® LVS

- Verbindungsschlauch 123 cm mit variablem Drainverbinder Ch. 6 – 18
- Faltenbalg 250 ml
- Schwerkraftdrainagebeutel 500 ml mit Luer-Lock Anschluss und Auslassventil

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	STERILISATION	VE	ART.-NR.
Luer-Lock-Konnektor			25 Stück	5524202

Schwerkraftdrainagebeutel

- Für DRAINOBAG® LVS, mit Luer-Lock Anschluss und Auslassventil

VOLUMEN	VE	ART.-NR.
500 ml	50 Stück	5524229